

	GUIA DE FUNCIONAMIENTO	Versión:01	F-GAR-19
	IPS ASSOT S.A.	Fecha de Aprobación: 04/10/2019	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS	Página: 1 de 3	

<b>NOMBRE DEL EQUIPO:</b>	ECOGRAFO	<b>MARCA:</b>	TOSHIBA
---------------------------	----------	---------------	---------

<b>MODELO:</b>	UIPS-590A	<b>UBICACIÓN:</b>	ECOGRAFIA
----------------	-----------	-------------------	-----------

Ítem	Descripción del Procedimiento
1.	Conecte el equipo a la fuente de electricidad
2.	Encienda el equipo con el botón de encendido que se encuentra al lado de la pantalla touch y verificar que esté conectada la sonda
3.	Presione <Paciente>, digite la información básica del paciente escritorio e indique al paciente que se siente
4.	Aplique gel a la sonda del equipo y al paciente.
5.	Presione <Sonda/Examen/.
6.	Use la <Trackball> y <Set> para elegir el modo sonda y examen.
7.	Las perillas que se pueden presionar en la parte inferior de la pantalla táctil corresponden al menú suave, Gire las perillas correspondientes para ajustar los parámetros dependiendo del procedimiento a realizar.
8.	Una vez digitados los parámetros del examen se da inicio con el examen.
9.	Presione la tecla <Guardar> o <P> definida por el usuario para guardar una imagen de un solo cuadro o una película en el sistema.
10.	Presione <Finalizar examen> para finalizar un examen. Puede comenzar un nuevo examen repitiendo las instrucciones anteriores.
11.	Una vez terminado el examen retire la sonda del paciente y retire el exceso de gel.
12.	Indique al paciente que se retire.
13.	Al finalizar el examen apague el ecógrafo.